

Korbtragen

Korbtragen kommen überall dort zum Einsatz, wo der Transport von Verletzten mit herkömmlichen Transportmitteln wie Krankentragen oder Tragestühlen problematisch ist. Egal ob beim Transport von Verletzten über steile, enge Treppen, auf Gerüsten und Baustellen, in der Industrie, im Bergbau, auf Schiffen

oder in Schächten – die Korbtrage ist immer ein wertvoller Transporthelfer.

Gemeinsame Merkmale:

- Wanne aus Polyethylen
- umlaufender Aluminiumrahmen
- vier Ösen zum Einhängen der Abseilspinne
- umlaufendes Polyamidseil zur Befestigung der Gurte

Spencer Korbtrage ein- & zweiteilig

Merkmale:

- vier Patientengurte mit Metallschlössern
- schwarze Patientenaufgabe und Fußstütze

Technische Daten:

Abmessung einteilig: 215 x 65 x 19 cm
 Abmessung geteilt: 215 x 64 x 19 cm
 118 x 64 x 19 cm
 Belastbarkeit: 280 kg

	Best. Nr.	Modell	Ausführung	Gewicht kg
1	253600	Spencer	einteilig	13,5
	253601	Spencer	geteilt	17,0



Korbtrage Ferno 71FF

Merkmale:

- vier Patientengurte
- beschichtete Schaumstoffmatratze
- verstärkter Aluminiumrahmen
- mit Dehnungsausgleich und Fußstütze

Technische Daten:

Abmessung: 216 x 61 x 19 cm
 Belastbarkeit: 272 kg

	Best. Nr.	Modell	Ausführung	Gewicht kg
2	253602	Ferno 71FF	einteilig	13,0



Abseilspinne für Korbtragen

Sehr stabile Ausführung mit großen, selbstsichernden Karabinern.
 Farbcodierte, verstellbare Gurte für schnelles Anlegen.

Schutzhülle für Korbtragen

Aus robustem Pax®-Plan in rot.
 Zur Aufbewahrung und Transport von Korbtragen.

	Best. Nr.	Modell	Ausführung	Gewicht kg
3	253604	Abseilspinne		2,3
	253605	Schutzhülle	geteilt	1,0
	253606	Schutzhülle	einteilig	1,1